


抗Prohibitin 2 (Phb2) モノクローナル抗体 (Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用) - Q99623

商品番号: CM0007858



前書き

ヒトProhibitin

2 (PHB2) に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットの試料中の内在性PHB2を検出し、ミトコンドリア機能、転写調節、細胞シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Prohibitin 2 (PHB2) ウサギmAb
別名	BAP, REA, p22, hBAP, Bap37, BCAP37, PNAS-141, Prohibitin 2 (PHB2)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11331
免疫原	合成ペプチド ヒトProhibitin 2 (Prohibitin 2 (PHB2)) (Q99623) のアミノ酸100~200位の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99623
タンパク質分子量	33kDa
配送方法	保冷剤