


抗Prohibitin 2 (Phb2) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用) - Q99623

商品番号: CM0027165



前書き

ヒトProhibitin

2 (PHB2) に対するウサギポリクローナル抗体で、W B、IHC-

P、IP、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。ミトコンドリア機能、転写調節、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Prohibitin 2 (PHB2) ウサギpAb
備考／別名	BAP; REA; p22; hBAP; Bap37; BCAP37; PNAS-141; Prohibitin 2 (PHB2)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11331
遺伝子ID	11331
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99623
タンパク質分子量	33kDa
発送	氷袋