

## ウエスタンブロット用 抗プロヒビチン ウサギモノクローナル抗体 - P35232

商品番号: CM0002618



## 前書き

ヒトプロヒビチン (PHB、P35232) を標的とするウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性があります。30kDaのタンパク質を検出します。ミトコンドリア、細胞シグナル伝達、転写調節研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                         |
|----------|-------------------------------------------|
| 製品名      | プロヒビチン ウサギ mAb                            |
| 備考/別名    | PHB; HEL-215; HEL-S-54e; Prohibitin       |
| 種        | ヒト                                        |
| GeneID   | 5245                                      |
| 免疫原      | ヒトプロヒビチン (P35232) のアミノ酸100-200に対応する合成ペプチド |
| 由来       | ウサギ                                       |
| カテゴリー    | モノクローナル抗体                                 |
| 適用       | WB、IHC-P、ELISA                            |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                |
| SWISS    | P35232                                    |
| タンパク質分子量 | 30kDa                                     |
| 発送       | 保冷バッグ                                     |