

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗プロヒビチン ウサギ ポリクローナル抗体 - P35232

商品番号: CM0013003



前書き

ヒトプロヒビチン (PHB)

に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラット、サルと交差反応性あり。ミトコンドリアおよびシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	プロヒビチン ウサギ pAb
備考/別名	PHB; HEL-215; HEL-S-54e; Prohibitin
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5245
遺伝子ID	5245
免疫原	ヒトプロヒビチン (NP_002625.1) のアミノ酸73-272に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、サル
SWISS	P35232
タンパク質分子量	30kDa
発送	保冷バッグ