


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗プロヒビチン ラビットポリクローナル抗体 - P35232

商品番号: CM0014958



前書き

ヒト プロヒビチン (PHB)

対抗ラビットポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。プロヒビチンのミトコンドリア、核、および細胞膜機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	Prohibitin Rabbit pAb
備考/別名	PHB, PHB1, HEL-215, HEL-S-54e, Prohibitin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5245
GeneID	5245
免疫原	ヒト Prohibitin (NP_002625.1) のアミノ酸73-272に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35232
タンパク質分子量	30kDa
配送	氷袋