

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗プロキネチシン-2 ポリクローナル抗体 - Q9Hc23

商品番号: CM0028357

前書き

ヒトプロキネチシン-2に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。概日リズムおよび消化管研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PROK2 ウサギ pAb
備考/別名	BV8, HH4, PK2, KAL4, MIT1, PROK2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	60675
GeneID	60675
免疫原	ヒトPROK2 (NP_001119600.1) のアミノ酸20-129に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HC23
タンパク質分子量	14kDa
発送	保冷バッグ