


Anti-Prolactin-Inducible Protein (Pip) Polyclonal Antibody For If/Icc, Elisa - P12273

商品番号: CM0027896



前書き

ヒト Prolactin-inducible protein (PIP/GCDFP-15) に対するウサギポリクローナル抗体。IF/ICCおよびELISAで検証済み。17

kDaの成熟分泌型糖タンパク質を認識します。ヒトと交差反応します。乳がんおよび外分泌腺の研究に。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIP Rabbit pAb
備考/別名	GPIP4; BRST-2; GCDFP15; GCDFP-15; PIP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5304
遺伝子ID	5304
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPIP (NP_002643.1) のアミノ酸29-146に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P12273
タンパク質分子量	17kDa
配送	氷袋