

Wb用 抗プロリル水酸化酵素Phd1 (Egln2) モノクローナル抗体 - Q96Ks0

商品番号: CM0009688



前書き

ヒト EGLN2 (PHD1/HIF-PH1) に対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに交差反応性あり。細胞の酸素センシング、HIF分解、低酸素関連経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	プロリル水酸化酵素PHD1 (EGLN2) ウサギmAb
備考/別名	EIT6; PHD1; EIT-6; HPH-1; HPH-3; HIFPH1; HIF-PH1; Prolyl hydroxylase PHD1 (EGLN2)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	112398
遺伝子ID	112398
免疫原	ヒトプロリル水酸化酵素PHD1 (EGLN2) (Q96KS0) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96KS0
タンパク質分子量	44kDa
発送	保冷バッグ