

抗プロリルヒドロキシラーゼPhd1 (Egln2) ポリクローナル抗体 (Wb、Ip、Elisa対応) - Q96Ks0

商品番号: CM0024454



前書き

ヒトのプロリルヒドロキシラーゼEGLN2 (PHD1/HIF-
PH1) を標的とするウサギポリクローナル抗体です。
WB、IP、ELISAでの実用性が検証済みです。マウス
およびラットと交差反応します。低酸素およびHIFシ
グナル経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	プロリルヒドロキシラーゼPHD1 (EGLN2) ウサギpAb
別名	EIT6; PHD1; EIT-6; HPH-1; HPH-3; HIFPH1; HIF-PH1
種	ヒト
GeneID	112398
免疫原	ヒトプロリルヒドロキシラーゼPHD1 (EGLN2) (NP_444274.1) のアミノ酸200-300領域の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96KS0
タンパク質分子量	44kDa
輸送方法	保冷剤