

WbおよびElisa用Anti-Prop1ウサギポリクローナル抗体 - O75360

商品番号: CM0021574

前書き

このウサギポリクローナル抗体で、ホメオボックスタンパク質Pit-

1の予言者（PROP1）を検証します。WBおよびELISAに適しており、マウスとの交差反応性があります。下垂体の発達およびCPHD2の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PROP1 Rabbit pAb
備考/別名	CPHD2; PROP-1; PROP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5626
GeneID	5626
免疫原	ヒトPROP1 (NP_006252.3) のアミノ酸50-150以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O75360
タンパク質分子量	25kDa
配送	アイスバック