

## ウエスタンブロット、Elisa用 抗プロプロテインコンバーターゼ9 (Pcsk9)

### ウサギモノクローナル抗体 - Q8Nbp7

商品番号: CM0005951



#### 前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用ウサギ抗PCSK9モノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのPCSK9を認識。コレステロール恒常性、LDLR分解、心血管疾患の研究に適しています。SWISS: Q8NBP7。

#### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | プロプロテインコンバーターゼ9(PCSK9) ウサギ mAb                                                  |
| 備考/別名       | FH3; PC9; FHCL3; NARC1; LDLCQ1; NARC-1; HCHOLA3; Proprotein Convertase 9(PCSK9) |
| 種           | ヒト                                                                              |
| GeneID (ヒト) | 255738                                                                          |
| GeneID      | 255738                                                                          |
| 免疫原         | ヒトプロプロテインコンバーターゼ9(PCSK9) (Q8NBP7) のアミノ酸500-600に対応する合成ペプチド                       |
| 由来          | ウサギ                                                                             |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                                       |
| 適用          | WB, ELISA                                                                       |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                                      |
| SWISS       | Q8NBP7                                                                          |
| タンパク質分子量    | 74 kDa                                                                          |
| 発送          | 保冷バッグ                                                                           |