


Wb、Elisa用抗Proslウサギポリクローナル抗体 - P07225

商品番号: CM0014694



前書き

ヒトPROS1 (Protein S) に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットにおける反応性を有し、WBおよびELISAで検証済み。凝固および血栓症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PROS1ウサギpAb
備考／別名	PSA; PROS; PS21; PS22; PS23; PS24; PS25; THPH5; THPH6; PROS1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5627
GeneID	5627
免疫原	ヒトPROS1 (NP_000304.2) のアミノ酸405～676に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07225
タンパク質分子量	75kDa
輸送	保冷バッグ