


Wb、Ihc-P、Elisa用

抗前立腺酸性ホスファターゼ（Acpp）ウサギポリクローナル抗体 - P15309

商品番号: CM0020104



前書き

ヒト前立腺酸性ホスファターゼ（ACPP）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。がん研究およびホスファターゼ研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	前立腺酸性ホスファターゼ（ACPP）ウサギpAb
備考／別名	ACPP; 5'-NT; ACP-3; TM-PAP; 前立腺酸性ホスファターゼ（ACPP）
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	55
遺伝子ID	55
免疫原	ヒトPAP／前立腺酸性ホスファターゼ（ACPP）（NP_001090.2）のアミノ酸33～386に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15309
タンパク質分子量	45kDa
輸送	保冷バッグ