


抗前立腺酸性ホスファターゼ (Psap) ウサギモノクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa対応) - P15309

商品番号: CM0003796



前書き

ヒト前立腺酸性ホスファターゼ (PSAP/ACPP) を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒトおよびラットとの交差反応性があります。前立腺がんバイオマーカーの研究およびHIV感染研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	前立腺酸性ホスファターゼ (PSAP) ウサギmAb
備考/別名	ACPP; 5'-NT; ACP-3; TM-PAP; 前立腺酸性ホスファターゼ (PSAP)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55
GeneID	55
免疫原	組換えタンパク質；ヒト前立腺酸性ホスファターゼ (ACPP) (NP_001090.2) のアミノ酸33-386に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	P15309
タンパク質分子量	45kDa
配送	アイスバッグ