


Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Proteasome 20S Lmp7/Psmb8 モノクローナル抗体 - P28062

商品番号: CM0005749



前書き

プロテアソームサブユニットβタイプ-8

(LMP7/PSMB8)

に対するウサギモノクローナル抗体（WB、IHC-P、ELISA用）。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。免疫プロテアソーム機能と抗原処理の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Proteasome 20S LMP7/PSMB8 ウサギ mAb
備考/別名	JMP; ALDD; LMP7; NKJO; D6S216; PRAAS1; PSMB5i; RING10; D6S216E; Proteasome 20S LMP7/PSMB8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5696
GeneID	5696
免疫原	ヒト Proteasome 20S LMP7/PSMB8 の組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28062
タンパク質分子量	30kDa
発送	保冷バッグ