

タンパク質C抗モノクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa用） - P04070

商品番号: CM0008263



前書き

ヒトタンパク質C（SWISS P04070）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAに適しており、マウスとの交差反応性があります。凝固調節および内皮バリア研究の研究用として使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	凝固タンパク質C ウサギmAb
備考/別名	PC; APC; PROC1; THPH3; THPH4; 凝固タンパク質C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5624
GeneID	5624
免疫原	ヒト凝固タンパク質C（P04070）のアミノ酸300-461に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P04070
タンパク質分子量	52kDa
配送	氷袋