


抗プロテイナーゼ3/Pr3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P24158

商品番号: CM0022528



前書き

ヒトプロテイナーゼ3/PR3（ミエロプラスチン）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適し、ラットとの交差反応性あり。炎症、好中球生物学、自己免疫研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	プロテイナーゼ3/PR3 ウサギ pAb
備考/別名	MBN; MBT; NP4; P29; PR3; ACPA; AGP7; NP-4; PR-3; CANCA; C-ANCA; プロテイナーゼ3/PR3
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5657
遺伝子ID	5657
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P24158
タンパク質分子量	28kDa
発送	保冷バッグ