


抗プロテイナーゼKウサギポリクローナル抗体 - P06873

商品番号: CM0021463



前書き

プロテイナーゼKに対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済み。真菌由来プロテイナーゼK（P06873）に特異的で、タンパク質分解活性およびケラチン加水分解の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Proteinase K Rabbit pAb
種	ヒト
免疫原	プロテイナーゼKの組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	真菌
SWISS	P06873
配送	保冷バッグ