


抗プロトロンビン（F2）ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P00734

商品番号: CM0017158



前書き

ヒトプロトロンビン（F2）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みで、凝固研究、止血研究、診断アッセイ開発を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	F2 ウサギ pAb
備考／別名	PT; THPH1; RPRGL2; F2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2147
遺伝子ID	2147
免疫原	ヒトF2（NP_000497.1）のアミノ酸364～622番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P00734
タンパク質分子量	70kDa
発送方法	氷袋