

抗プロトポルフィリノーゲンオキシダーゼ (Ppox) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、Ihc-P、Elisa用) - P50336

商品番号: CM0026752



前書き

ヒトプロトポルフィリノーゲンオキシダーゼ (PPOX) に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫組織化学（パラフィン切片）、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスPPOXを検出します。PPOXはヘム生合成経路の重要な段階を触媒するミトコンドリア酵素であり、その変異は多彩性ポルフィリン症に関連しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	仕様
製品名	PPOXウサギpAb
備考／別名	VP、PPO、V290M、PPOX
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5498
遺伝子ID	5498
免疫原	ヒトPPOX (NP_001116236.1) のアミノ酸1-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P50336
タンパク質分子量	51kDa
輸送	氷袋