


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Prox1ウサギモノクローナル抗体 - Q92786

商品番号: CM0009640



前書き

WB、IHC-

P、ELISAアプリケーションで検証済みの高品質PROX1ウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットの検体に反応します。標的分子量は83kDaです。発生生物学や概日リズム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PROX1 ウサギmAb
備考/別名	PROX1; prospero homeobox 1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5629
GeneID	5629
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92786
タンパク質分子量	83kDa
配送方法	氷袋