


Wb、Elisa用抗Prox1ウサギポリクローナル抗体 - Q92786

商品番号: CM0014302



前書き

このPROX1ウサギポリクローナル抗体は、ウエスタンブロッティングおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットのPROX1を検出します。発生生物学や概日リズム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PROX1 Rabbit pAb
備考/別名	PROX1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5629
GeneID	5629
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPROX1 (NP_002754.2) のアミノ酸220〜375に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
産生	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92786
タンパク質分子量	83kDa
発送方法	保冷剤