

Wb、Elisa用 Anti-Prp19 ポリクローナル抗体 - Q9Ums4

商品番号: CM0028430



前書き

ヒトPRP19 (Pre-mRNA-processing factor 19) に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。スプライシングおよびDNA修復研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRP19 ウサギ pAb
備考/別名	PSO4, SNEV, PRP19, UBOX4, hPSO4, NMP200
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	27339
遺伝子ID	27339
免疫原	ヒトPRP19 (NP_055317.1) のアミノ酸1-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UMS4
タンパク質分子量	55kDa
輸送	保冷バッグ