

Wb用 Anti-Prp19 ポリクローナル抗体 - Q9Ums4

商品番号: CM0016538



前書き

ヒトPRP19

(PSO4/SNEV)を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。前駆体mRNAスプライシングおよびDNA損傷修復機構の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRP19 ウサギ pAb
備考/別名	PSO4; SNEV; PRP19; UBOX4; hPSO4; NMP200
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27339
GeneID	27339
免疫原	ヒトPRP19 (NP_055317.1)のアミノ酸127-416に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UMS4
タンパク質分子量	55kDa
発送	保冷バッグ