

Anti-Prp19 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q9Ums4

商品番号: CM0006247



前書き

ヒトPRPF19（PRP19/SNEV）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。pre-mRNAスプライシング、DNA修復、およびがん生物学の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRP19 Rabbit mAb
備考/別名	PSO4; SNEV; PRP19; UBOX4; hPSO4; NMP200
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27339
GeneID	27339
免疫原	ヒトPRPF19（Q9UMS4）のアミノ酸400-504に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UMS4
タンパク質分子量	55kDa
配送	アイスバッグ