

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Prpf31ウサギポリクローナル抗体 - Q8Wwy3

商品番号: CM0029294



前書き

このPRPF31ウサギポリクローナル抗体でpre-mRNAスプライシングを検証。ヒト、マウス、ラット特異的。WB、IHC-P、ELISAに最適。スプライソソーム組み立てに必須の55 kDa U4/U6 snRNP構成要素。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRPF31 ウサギ pAb
備考/別名	RP11; PRP31; SNRNP61; NY-BR-99; PRPF31
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	26121
遺伝子ID	26121
免疫原	ヒトPRPF31 (NP_056444.3) のアミノ酸1-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WWY3
タンパク質分子量	55kDa
輸送	保冷剤