

抗Prp6ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O94906

商品番号: CM0023222



前書き

ヒトとの反応性が確認された、WBおよびELISAで使用可能な抗PRP6ウサギポリクローナル抗体です。プレmRNAスプライシング、アンドロゲン受容体シグナル伝達、網膜色素変性症の機構研究に不可欠なツールです。 - O94906

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRPF6 ウサギ pAb
備考／別名	TOM; ANT1; Prp6; RP60; ANT-1; hPrp6; U5-102K; C20orf14; SNRNP102; PRPF6
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	24148
GeneID	24148
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O94906
タンパク質分子量	107kDa
発送方法	氷袋