

Anti-Prpf3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O43395

商品番号: CM0028849



前書き

スプライソソームの重要な構成因子であるPRPF3を検出する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。スプライシングおよび網膜色素変性症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRPF3 Rabbit pAb
備考/別名	PRP3, RP18, HPRP3, Prp3p, HPRP3P, SNRNP90, PRPF3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9129
GeneID	9129
免疫原	ヒトPRPF3 (NP_004689.1) のアミノ酸1-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43395
タンパク質分子量	78kDa
配送	氷袋