

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Prpf4ウサギポリクローナル抗体 - O43172

商品番号: CM0028133



前書き

スプライソソームの組み立てと前駆体mRNAのスプライシングに重要なU4/U6

snRNPタンパク質であるPRPF4を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに対する反応性を有し、WB、IHC-P、ELISAで検証済み。研究用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRPF4 ウサギ pAb
備考/別名	PRP4, RP70, HPRP4, Prp4p, HPRP4P, SNRNP60, PRPF4
種	ヒト
GeneID	9128
免疫原	ヒトPRPF4 (NP_004688.2)のアミノ酸1-260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43172
タンパク質分子量	58kDa
輸送	保冷バッグ