


Anti-Prpf4B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q13523

商品番号: CM0014763



前書き

WBおよびELISA用に検証されたPRPF4Bウサギポリクローナル抗体。スプライソーム集合、分裂、およびHippoシグナル伝達に関与するキナーゼである、ヒト、マウス、ラットのPRPF4Bを認識します。クロマチンおよびスプライシング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRPF4B Rabbit pAb
備考/別名	PR4H; PRP4; PRP4H; PRP4K; dj1013A10.1; PRPF4B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8899
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPRPF4B (NP_003904.3) のアミノ酸550-760に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13523
タンパク質分子量	117kDa
配送	氷袋