

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Prpf8 モノクローナル抗体 - Q6P2Q9

商品番号: CM0008188



前書き

CamelBioは、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みのPRPF8ウサギmAb（Q6P2Q9）を提供します。主要なスプライシング因子であるヒト、マウス、ラットのPRPF8を認識します。組換え免疫原により特異性を確保。pre-mRNAスプライシング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRPF8 ウサギ mAb
備考/別名	PRP8; RP13; HPRP8; PRPC8; SNRNP220; PRPF8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10594
GeneID	10594
免疫原	ヒトPRPF8（Q6P2Q9）のアミノ酸2200-2335に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用可能アッセイ	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6P2Q9
タンパク質分子量	274kDa
発送方法	保冷バッグ