


## Wb、Elisa用抗Prps2ポリクローナル抗体 - P11908

商品番号: CM0018556



## 前書き

ヒトPRPS2（リボースリン酸ピロホスホキナーゼ2）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。ラットと交差反応します。ヌクレオチド生合成研究に有用なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                    |
|------------|------------------------------------------------------|
| 製品名        | PRPS2ウサギpAb                                          |
| 備考／別名      | PRPSII ; PRPS2                                       |
| 種          | ヒト                                                   |
| 遺伝子ID (ヒト) | 5634                                                 |
| 遺伝子ID      | 5634                                                 |
| 免疫原        | ヒトPRPS2 (NP_002756.1) のアミノ酸1〜240に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                  |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                            |
| 用途         | WB、ELISA                                             |
| 交差反応性      | ヒト、ラット                                               |
| SWISS      | P11908                                               |
| タンパク質分子量   | 35 kDa                                               |
| 輸送         | 保冷バッグ                                                |