


Wb、Elisa用 Anti-Prps2 ポリクローナル抗体 - P11908

商品番号: CM0013479



前書き

ヒトPRPS2（リン酸リボースピロホスホキナーゼ2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのPRPS2を検出します。ヌクレオチド生合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRPS2 Rabbit pAb
備考/別名	PRPSII; PRPS2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5634
GeneID	5634
免疫原	ヒトPRPS2 (NP_002756.1) のアミノ酸1-240に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11908
タンパク質分子量	35kDa
配送	氷袋