


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Prpsap2ウサギポリクローナル抗体 - O60256

商品番号: CM0017301



前書き

ヒトPRPSAP2（PAP41）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。41

kDaのバンドを検出します。ヌクレオチド合成研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRPSAP2ウサギpAb
備考／別名	PAP41; PRPSAP2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5636
免疫原	ヒトPRPSAP2（NP_001340030.1）のアミノ酸211～252に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60256
タンパク質分子量	41 kDa
輸送条件	保冷バッグ