

Wb、Elisa用抗Prr12ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ull5

商品番号: CM0020476

前書き

ヒトPRR12を標的とするウサギポリクローナル抗体。
ウエスタンブロットおよびELISAでバリデーション済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。
。クロマチン生物学および神経発達研究に適しています。
。 - Q9ULL5

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRR12ウサギpAb
備考／別名	NOC; KIAA1205; PRR12
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	57479
遺伝子ID	57479
免疫原	ヒトPRR12（NP_065770.1）のアミノ酸1687～2036に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9ULL5
タンパク質分子量	211 kDa
輸送	保冷バッグ