

抗Prr16 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa対応） - Q569H4

商品番号: CM0023122

前書き

ヒトPRR16/Largenを標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの実証が完了しており、マウスとの交差反応性を有します。細胞サイズとミトコンドリア機能を制御する研究に最適で、細胞生物学や代謝研究に理想的です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRR16 ウサギpAb
備考/別名	DSC54; LARGEN; PRR16
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	51334
GeneID	51334
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q569H4
タンパク質分子量	33kDa
発送方法	保冷剤