

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Prr5 ポリクローナル抗体 - P85299

商品番号: CM0013249

前書き

PRR5 (Protor-1)

に対するウサギポリクローナル抗体。PRR5はmTOR C2サブユニットであり腫瘍抑制因子です。ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるWB、IF/ICC、ELISAで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRR5 ウサギ pAb
備考/別名	PP610; PROTOR1; PROTOR-1; FLJ20185k; PRR5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55615
GeneID	55615
免疫原	ヒトPRR5 (NP_851850.1) のアミノ酸190-388に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P85299
タンパク質分子量	43kDa
発送	保冷バッグ