

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Prss1ポリクローナル抗体 - P07477

商品番号: CM0015965



前書き

ヒトPRSS1（トリプシン-1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびラットのPRSS1を認識します。セリンプロテアーゼ消化や細胞外タンパク質分解の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	PRSS1 ウサギpAb
別名	TRP1; TRY1; TRY4; TRYP1; PRSS1
対象種	ヒト
GeneID	5644
免疫原	ヒトPRSS1（NP_002760.1）のアミノ酸24～247番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P07477
タンパク質分子量	24kDa
輸送方法	保冷剤