

Wb、Elisa用抗Prss12ウサギポリクローナル抗体 - P56730

商品番号: CM0014424

前書き

ヒトPRSS12（ニューロトリプシン）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットとの交差反応性を示します。神経可塑性および記憶研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRSS12ウサギpAb
備考／別名	MRT1; BSSP3; BSSP-3; PRSS12
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8492
GeneID	8492
免疫原	ヒトPRSS12（NP_003610.2）のアミノ酸21～300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P56730
タンパク質重量	97kDa
輸送	保冷バッグ