

抗Prss2ウサギモノクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - P07478

商品番号: CM0002412



前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みの抗PRSS2ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのトリプシン-2を認識します。消化プロテアーゼおよびパネート細胞におけるディフェンシンプロセシングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRSS2 ウサギmAb
備考/別名	TRY2; TRY8; TRYP2; PRSS2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5645
遺伝子ID	5645
免疫原	合成ペプチド ヒトPRSS2 (P07478) のアミノ酸1-100の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07478
タンパク質重量	26kDa
配送	アイスバッグ