

Anti-Prss23ポリクローナル抗体（ウサギPab） For Wb, Ihc-P, Elisa - O95084

商品番号: CM0022774

前書き

ヒトPRSS23（セリンプロテアーゼ23）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。プロテアーゼ研究およびIVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRSS23 Rabbit pAb
備考/別名	SIG13; SPUVE; ZSIG13; PRSS23
種	ヒト
遺伝子ID	11098
免疫原	ヒトPRSS23（NP_009104.2）のアミノ酸101-220を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95084
タンパク質分子量	43kDa
配送梱包	氷袋