


Anti-Prss8 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q16651

商品番号: CM0020737



前書き

ヒトPRSS8（prostasin/CAP1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。ENaC調節および上皮生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRSS8 Rabbit pAb
備考/別名	CAP1; PROSTASIN; PRSS8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5652
GeneID	5652
免疫原	合成ペプチド ヒトPRSS8（NP_002764.1）のアミノ酸200からC末端までの領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16651
タンパク質分子量	36kDa
配送	アイスバッグ