

## Wb、If/Icc、Elisa用抗Prxポリクローナル抗体 - Q9Bxm0

商品番号: CM0020690



## 前書き

ヒトPRXに対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。神経科学、ミエリン生物学、シャルコー・マリー・トゥース病研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                  |
|------------|----------------------------------------------------|
| 製品名        | PRX ウサギpAb                                         |
| 備考/別名      | CMT4F; PRX                                         |
| 種          | ヒト                                                 |
| 遺伝子ID (ヒト) | 57716                                              |
| 遺伝子ID      | 57716                                              |
| 免疫原        | ヒトPRX (NP_870998.2) のアミノ酸1250～1350領域の配列に対応する合成ペプチド |
| 起源         | ウサギ                                                |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                          |
| 用途         | WB、IF/ICC、ELISA                                    |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                         |
| SWISS      | Q9BXM0                                             |
| タンパク質分子量   | 155kDa                                             |
| 輸送方法       | 保冷剤                                                |