

Wb、Elisa用 Anti-Psa/Klk3 ウサギモノクローナル抗体 - P07288

商品番号: CM0009117



前書き

WBおよびELISAで検証済みのAnti-PSA/KLK3
ウサギモノクローナル抗体（クローン
A4355）。ヒト前立腺特異抗原（UniProt
P07288、29
kDa）を標的とします。免疫原：アミノ酸162-
261由来の合成ペプチド。がんバイオマーカー研究に
適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSA/KLK3 Rabbit mAb
備考/別名	APS; PSA; hK3; KLK2A1; PSA/KLK3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	354
GeneID	354
免疫原	合成ペプチド ヒトPSA/KLK3 (P07288)のアミノ酸162-261内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P07288
タンパク質分子量	29kDa
配送	氷袋