


Wb、Ihc- P、If/Icc、Elisa用抗Psap（プロサポシン）ウサギポリクローナル抗体 - P07602

商品番号: CM0022592



前書き

ヒトPSAP（プロサポシン）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの性能検証済み。約58 kDaのバンドを検出します。マウスおよびラットと交差反応します。神経変性疾患およびリソソーム蓄積症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSAPウサギpAb
備考／別名	GLBA ; SAP1 ; SAP2 ; PSAPD ; PARK24 ; PSAP
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5660
GeneID	5660
免疫原	ヒトPSAP（NP_002769.1）のアミノ酸275～524に相当する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07602
タンパク質分子量	58 kDa
輸送	保冷バッグ