


ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用

抗Psapウサギモノクローナル抗体（Kd検証済） - P07602

商品番号: CM0006353



前書き

ヒトPSAP（プロサポシン）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。糖スフィンゴ脂質代謝と神経変性に関与するリソソームスフィンゴ脂質活性化タンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済] PSAP ウサギ mAb
備考/別名	GLBA; SAP1; SAP2; PSAPD; PARK24; [KD検証済] PSAP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5660
免疫原	ヒトPSAP (NP_002769.1) のアミノ酸275-524に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P07602
タンパク質分子量	58kDa
発送	保冷バッグ