


WbおよびElisa用 抗Pscs ウサギポリクローナル抗体 - O43653

商品番号: CM0029011



前書き

ヒト前立腺幹細胞抗原（PSCA）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。がんおよびアルツハイマー病研究に有用です。CamelBioによる信頼性の高い体外診断用医薬品原薬。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSCA Rabbit pAb
備考/別名	PRO232; IncPSCA; PSCA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8000
GeneID	8000
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O43653
タンパク質分子量	12kDa
発送	保冷バッグ