

WbおよびElisa用抗Psd2ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bqi7

商品番号: CM0015721

前書き

ヒト、マウス、ラットにおいてWBおよびELISAで検証済みの抗PSD2ウサギポリクローナル抗体です。膜輸送および細胞質分裂におけるPHおよびSEC7ドメイン含有タンパク質2の役割を研究する際に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSD2 ウサギ pAb
備考/別名	EFA6C; PSD2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	84249
遺伝子ID	84249
免疫原	ヒト PSD2 (NP_115665.1) のアミノ酸1〜190に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BQI7
タンパク質分子量	85kDa
発送方法	保冷剤