

## Anti-Psd93/Chapsyn-110/Dlg2 ウサギモノクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa用） - Q15700

商品番号: CM0002841



### 前書き

PSD93/DLG2を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのPSD93/DLG2を認識します。NMDA受容体シグナル伝達、慢性疼痛、およびシナプス安定性の研究に役立ちます。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| 製品名      | PSD93/chapsyn-110/DLG2 Rabbit mAbugs                             |
| 備考/別名    | PSD93; PSD-93; PPP1R58; chapsyn-110; PSD93/chapsyn-110/DLG2      |
| 種        | ヒト                                                               |
| 遺伝子ID    | 1740                                                             |
| 免疫原      | ヒトPSD93/chapsyn-110/DLG2 (Q15700) のアミノ酸600-700領域内の配列に対応する合成ペプチド。 |
| ソース      | ウサギ                                                              |
| カテゴリー    | モノクローナル抗体                                                        |
| アプリケーション | WB, IF-P, ELISA                                                  |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                                       |
| SWISS    | Q15700                                                           |
| タンパク質分子量 | 98kDa                                                            |
| 配送       | 氷袋                                                               |