


Wb、If/Icc、Elisa用抗Psd95ポリクローナル抗体 - P78352

商品番号: CM0027285



前書き

ヒトPSD95（DLG4、SAP90）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。シナプス可塑性や神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSD95 ウサギ pAb
別名	MRD62; PSD95; SAP90; SAP-90
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	1742
GeneID	1742
免疫原	ヒトPSD95（NP_001308004.1）のアミノ酸420～510番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P78352
タンパク質分子量	80 kDa
輸送方法	氷袋